

ISTITUTO POLIDIAGNOSTICO S. CHIARA
della Dott.ssa Rosetta Di Buono srl
Analisi Chimico-Cliniche e Radioimmunologiche
Via Pio X n. 47 - 84043 Agropoli - Tel. Fax 0974822282

Modello istruzioni di preparazione al prelievo
PRO-01-1ST10 L Rev. 0 Del 01/02/2013

SCOTCH TEST ricerca uova di ENTEROBIUS E
SCHISTOSOMA

Applicare al mattino, prima di lavarsi nella regione anale una striscia di scotch lunga 1-2 cm e premere forte sulla cute. Togliere il nastro ed appoggiarlo sul vetrino dalla parte adesiva. Fare la stessa operazione più volte preparando almeno tre vetrini e portarli in laboratorio.

Attenzione: contattare il Laboratorio per la fornitura del materiale da usare (vetrini).